

# CHANGELOG



VERSION	DATE OF CHANGE	DETAILS OF CHANGE
<b>v1.6</b>	24.03.2022	Vergrößerung der Laboranalog-Öffnungen für den 3D-Druck von Kiefermodellen auf den Standardwert +0,05 mm.
<b>v1.3</b>	29.11.2021	Fixed minor error with SoF-Scanbody
<b>v1.2</b>	02.08.2021	Addition of Multi-Unit Labanalog
<b>v1.1</b>	18.10.2019	Corrected scanbodies for SICvantage blue
<b>v1.0</b>	21.08.2019	Official Re-release