



Wichtige Produktinformation

SIC HEX (SICace, SICmax, SICtapered)



Neuer Übertragungsaufbau für die geschlossene Abformung

Um die **geschlossene Abformung** und die **Reposition** noch sicherer und präziser zu machen haben wir die Übertragungsaufbauten und -kappen grundlegend überarbeitet.

Bei den Übertragungskappen haben wir das bewährte Außendesign vom SICvantage® System übernommen und die Innenkontur in Formtreue und mit Rastfunktion optimiert.

Die Übertragungspfosten wurden vollständig überarbeitet, unter anderem mit einem Prismen-Hex versehen, der das Einbringen in schwierigen Fällen erleichtert.

Die Änderungen sind nicht rückwärtskompatibel. Die neuen Übertragungskappen passen ausschließlich auf die neuen Übertragungsaufbauten. Die alten Kappen nur auf die alten Übertragungsaufbauten. Die Unterscheidungsmerkmale werden auf der folgenden Seite dargestellt.


SIC invent Deutschland GmbH | Willi-Eichler-Strasse 11 | 37079 Göttingen | Tel.: +49 (0)551 50 42 94 0 | contact.germany@sic-invent.com

SIC invent AG | Birmannsgasse 3 | 4055 Basel | Tel.: +41 61 260 24 60 | contact.switzerland@sic-invent.com

SIC invent Austria GmbH | Kohlmarkt 7 / Stg. 2 / 58 | 1010 Wien | Tel.: +43 1 533 70 60 | contact.austria@sic-invent.com


Übertragungsaufbau und -kappe

ALT

Übertragung		Konus
Gingiva/ Emergenzprofil		Rund
Schnittstelle		HEX

Können nicht mehr bestellt werden

NEU

	Konus mit Rastfunktion
	Rund mit 2 Flächen
	Prismen-HEX


	GH 4.0 mm	GH 7.0 mm
3.3 mm	936024	936025

ALT

Übertragung		Konus
Retention im Abdruck		Rille


Alte Kappe zur Nachbestellung:
ø 3,3 mm, 5 Stück: 936030

NEU

	Konus mit Rastfunktion
	Zwei Flügel


Neue Kappe:
ø 3,3 mm, 5 Stück: 936034

ALT

Übertragung		Konus
Gingiva/ Emergenzprofil		Rund
Schnittstelle		HEX

Können nicht mehr bestellt werden

NEU

	Konus mit Rastfunktion
	Rund mit 2 Flächen
	Prismen-HEX

	GH 4.0 mm	GH 7.0 mm
4.2 mm	936026	936027

ALT

Übertragung		Konus
Retention im Abdruck		Rille

Alte Kappe zur Nachbestellung:
ø 4,2 mm, 5 Stück: 936031

NEU

	Konus mit Rastfunktion
	Zwei Flügel

Neue Kappe:
ø 4,2 mm, 5 Stück: 936035

Als Service bieten wir die alten Übertragungskapen weiterhin an. Wir empfehlen jedoch, dass Sie die alten Übertragungsaufbauten durch neue ersetzen. Der für Sie zuständige Gebietsverkaufsleiter wird Ihnen gerne ein attraktives Upgrade-Angebot unterbreiten.